

# APESIN activsoft



**Kliks**



## Liquide désinfectant assouplissant du linge

■ Désinfectant ■ Anti-statique ■ Parfum longue durée

- APESIN activsoft fait partie de la gamme KLIKS, un système de détergents compacts pour le linge, intégralement durables, conditionnés en bag-in-box carton de 10L
- Désinfection : APESIN activsoft réduit les risques de contamination entre le traitement et l'utilisation du linge grâce à l'effet rémanent et à son action désinfectante.
- Assouplissant : grâce à ses agents cationiques, APESIN activsoft assouplit le linge, élimine l'électricité statique et facilite le repassage tout en laissant un parfum frais de longue durée.
- Convient à tout type de linge : appliqué lors du dernier rinçage, APESIN activsoft peut également être utilisé pour le linge fragile.

### Domaines d'application

- Tout type de machines à laver le linge.
- Tout type de linge lavable en machine (y compris la laine, le synthétique et autres textiles délicats).
- A appliquer sur les textiles en conditions propres comme produit de dernier rinçage en fin de programme de lavage.

### Ingrédients

Ingrédients pour 100g:  
9g CHLORURE DE DIDECYLDIMONIUM, 5 - 15% de tensioactifs non ioniques, parfums, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, BENZYL SALICYLATE

### Site de production et développement durable :



### Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

**Sécurité :** Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consultez la Fiche de Données Sécurité. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**Stockage :** Entrez à température ambiante dans le récipient d'origine. A protéger du gel.

**Environnement :** Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux

### Utilisation et Dosage



Son système fermé et sa manipulation intuitive, garantissent une sécurité maximale à l'utilisateur..



Conçu pour un dosage automatique.



Ouvrez la boîte comme indiqué par les pictos, et assurez-vous de bien positionner l'embout sur le support



Pour une utilisation en toute sécurité, respectez le code couleur.



Carton à recycler dans le Bac carton, la poche plastique dans le bac plastique



Développé pour les blanchisseries professionnelles..



Temps de contact par rapport aux micro-organismes. Suivez les instructions ci-dessous.

5,0 - 7,5 ml/kg

#### Unité de vente

Ref. d'achat.: 715599 10 L

#### Le partenaire à votre service

pH:





## Liquide désinfectant assouplissant du linge

Désinfectant assouplissant du linge PT2, zone non-médicale & PT4		Temps d'action	
		5 min	15 min.
<b>Bactéricide</b>			
EN 1276	Faible charge organique	1 ml/L	
<b>Levuricide</b>			
EN 1650	Faible charge organique	1 ml/L	
<b>Virucide</b>			
EN 14476 activité virucide contre les virus enveloppés	Faible charge organique	1,5 ml/L	
<b>EN 14476 micro-organismes spécifiques</b>			
Vaccinia virus	Faible charge organique	1,5 ml/L	

