



Tampon avec bande abrasive pour porte-tampon - Vert

Tampon moyennement abrasifs idéal pour éliminer la saleté incrustée.



Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Matériel	Poids net (kg)
1030GM	Vert	250 x 120 x 25	PP	0,033

Utilisation

Température minimale et maximale	min -20 / max 80 C°
Lavage (lave-vaisselle)	-
Autoclave	-
Mode d'empli et d'entretien	- Retirer l'emballage et toutes les étiquettes de l'outil; désinfecter. - La désinfection des outils peut se faire manuellement ou en autoclave. - La désinfection manuelle doit être effectuée à l'aide de détergents appropriés aux concentrations, durées et températures recommandées. - S'assurer que les outils sont complètement secs avant la prochaine utilisation. - Accrocher les outils pendant le séchage pour éviter toute contamination ou casse. - La zone de stockage doit être propre et éloignée des sources de chaleur et de lumière intense. - Ne pas utiliser d'outils endommagés.

Conformité

- REACH

Informations logistiques

Emballage interne	Sachet en PE-LD	Codes-barres du carton	8008805130221
Emballage externe	Carton	Codes-barres du carton	08008805130221
Quantité par paquet (pcs)	6	Nomenclature douanière	96039091
Poids brut du carton (kg)	0,47	Pays d'origine	Italie
Dimensions du carton (mm)	280 x 230 x 130	Palettisation (pcs)	840
Volume du carton (m³)	0,008	Dimensions palette (cm)	120 x 80 x 144,5

Versions disponibles

Dimensions		Matériel	
Couleur	B R Y W		